

HI302N·HI304N 自动反转大容量磁力搅拌器

——HI304N 内置转速计可显示转速

HI302N、HI304N 自动反转大容量磁力搅拌器，最大搅拌容量可达 2.5L，采用电子控制，用户可精确地控制搅拌速率，独特的 Speedsafe™ 安全速度保护系统，确保仪器不会超过最大搅拌速率；即使在未关机状态下移去负载，也不会因为空转而损坏仪器。自动反转搅拌方向功能，反转间隔时间 30s 至 3min 可调，两个方向交替搅拌保证搅拌更均匀稳定。此外 HI304N 内置转速计，可随时读取当前搅拌速率，保证实验的高重复性和稳定性。广泛适用于实验室和工业生产应用。



- 安全性能佳，安全速度保护系统，即使在取走样品的状态下，也可限制最大速率为 1000rpm；
- 经久耐用，外壳材质为 AISI 316 不锈钢，应用于较高温度的样品搅拌处理。

技术参数

参数	HI302N	HI304N
最大搅拌容量	2.5 升 (0.66 加仑)	
最小搅拌速率	100 rpm	
最大搅拌速率	800 to 1000 rpm	
自动反转间隔时间	30s to 3min 可调	
转速计	---	内置转速计，带显示屏可显示转速
电源	110/115 VAC or 230/240 VAC, 50/60 Hz	
安装类别	II	
外壳材质	AISI 316 不锈钢	
使用环境	0 to 50° C (32 to 122° F); RH max 95%	
尺寸	180 x 180 x 70 mm (7.1 x 7.1 x 2.8' '')	
重量	1.4 kg (3.1 lbs.)	

基础配置

主机，HI731320 磁力搅拌子（1 个），中英文使用说明书

选购配件

HI731320 磁力搅拌子（10 个 / 组）

