

# HI981036

## 微电脑肉类酸度pH测定仪



|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| 测量范围         | 0.00 to 12.00 pH               |
| 解析度          | 0.01 pH                        |
| 测量精度 (@25°C) | ±0.05 pH                       |
| 校准/温度补偿      | 1-2 点自动校准；温度自动补偿 0 to 50 °C    |
| 配置电极         | 内置可更换电极填充液肉类专用锥形酸度电极           |
| 关机设置         | 8 分钟、60 分钟两档自动关机设置<br>关闭自动关机模式 |
| 电源模式         | 3V CR2032 锂纽扣电池                |

### 大屏幕 LCD 显示屏

增强型大屏幕 LCD 显示屏，清晰测量读数、测量值最终值标识、低电量提示和校准状态等。

### 酸度电极主体材料 PVDF

聚偏氟乙烯 (PVDF) 是一种食品级塑料，可以适应绝大多数化学品和溶剂，包括用于消毒的次氯酸钠，它具有高耐磨性，机械强度和抗紫外线能力，聚偏氟乙烯 (PVDF) 液能抵抗真菌生长。

### 锥形酸度电极设计

圆锥形尖端酸度电极设计，可轻松插入软固体和半固体肉类样品内酸度快速测量，在低温 (LT) 下测量酸度 pH 值时，对玻璃传感器损害很大，通用 (GP) 玻璃传感器酸度电极在 25°C 时其电阻是 100MΩ，而低温 (LT) 玻璃传感器酸度电极在低温时其电阻是 50MΩ，在较低温度下测量食品时，这样低温 (LT) 玻璃传感器提供理想测量电阻。

