

HI98191





微电脑 pH-mV-ISE- °C/°F 测定仪

pH 范围：-2.000 to 20.000pH；

ORP 范围：±2000 mV

ISE 范围：1.00 E⁻⁷ to 9.99 E¹⁰ 浓度单位；温度范围：-20.0 to 120.0 °C (-4.0 to 248.0°F)

- 新款外观设计，超大屏幕显示，随屏校准操作提示，可测量 pH，ORP，ISE 和温度
- 量身定做 CAL Check™ 功能，随时查询电极状态，自动温度补偿，GLP 数据查询功能
多达五点自动识别校准，内置七个标准酸度校准点和五个自定义校准点
- USB 数据接口，300 组测量数据储存（100 个 pH/mV/ISE 存储数据）推荐 HI92000-15 数据管理软件包
- 符合 IP67 标准防水标准（防范灰尘和水浸），背景灯设计，专业研究和生产提供精确测量结果



标配 HI72911B 内置温度传感器钛电极机身的酸度 pH 电极，BNC 接口，1 米线长

温馨提示：选择哈纳品牌 BNC 接口的酸度电极、氧化还原电极、离子选择电极，满足您不同测量项目需求

特殊的防震防滑仪器保护套【HI710034 橙色、HI710035 蓝色】有助于您防止意外撞击造成的仪器的损坏

确保测量数据准确可靠，延长电极使用寿命，建议订购 HI7061 常规清洗液和 HI70300 电极保存液

HI991300 HI991301 HI9814

微电脑 pH-EC-TDS-°C/°F 测定仪

pH 范围：-2.00 to 16.00pH；mV 范围：±825 mV

温度范围：-5.0 to 105.0°C、23.0 to 221.0 F

电导率 EC- 总固体溶解度技术指标

HI991300 EC：0 to 3999 μS/cm TDS：0 to 2000 ppm (mg/L)

HI991301 EC：0.00 to 20.00 mS/cm TDS：0.00 to 10.00 g/L (ppt)

标配 HI12883 内置温度传感器和微电子放大器 pH-EC 多参数电极

HI9814 EC 范围：0.00 to 6.00 mS/cm

TDS 范围：0 to 3000 ppm (500 CF)；0 to 3999 ppm (700 CF)

标配 HI1285-7 内置温度传感器和微电子放大器 pH-EC 多参数电极【仅限 HI9814】

- 新款外观设计，超大屏幕显示，随屏校准操作步骤提示
- 人性化操作界面，稳定指示标识，两键式简单操作，操作便捷，同时测量显示 pH(EC/TDS) 和 °C/°F 测量，pH、EC、TDS 快速切换
- 自动识别校准，自动温度补偿，确保在不同环境下，测量精度和准确，电池更换简单快速，BEPS 低电量防错系统，避免错误测量
- 适用于在现场的环境下也可提供实验室级别的测量结果



温馨提示：

特殊的防震防滑仪器保护套【HI710028 橙色、HI710029 蓝色、HI710030 绿色】防止意外撞击造成的仪器的损坏

确保测量数据准确可靠，延长电极使用寿命，建议订购 HI7061 常规清洗液和 HI70300 电极保存液

HI98190

微电脑 pH-mV-°C/°F 测定仪

pH 范围：-2.000 to 20.000pH ORP 范围：±2000 mV

温度范围：-20.0 to 120.0 °C (-4.0 to 248.0°F)

- 新款外观设计，超大屏幕显示，随屏校准操作提示可测量 pH，ORP 和温度
- 量身定做 CAL Check™ 功能，随时查询电极状态，自动温度补偿，GLP 数据查询功能
- 多达五点自动识别校准，内置七个标准酸度校准点和五个自定义校准点
- USB 数据接口，200 组测量数据储存（100 个 pH/mV 存储数据），推荐 HI92000-15 数据管理软件包
- 符合 IP67 标准防水标准（防范灰尘和水浸），背景灯设计，为专业研究和生产提供精确测量结果



标配 HI12963 内置温度传感器钛电极机身的酸度 pH 电极，DIN 接口，1 米线长

温馨提示：选择哈纳品牌 DIN 接口的酸度电极、氧化还原电极，满足您不同测量项目需求；特殊的防震防滑仪器保护套【HI710034 橙色、HI710035 蓝色】有助于您防止意外撞击造成的仪器的损坏；确保测量数据准确可靠，延长电极使用寿命，建议订购 HI7061 常规清洗液和 HI70300 电极保存液



HI991001 HI991003

微电脑 pH-mV-ORP-°C/°F 测定仪

pH 范围：2.00 to 16.00 pH mV 范围：±825 mV

ORP 范围：±1999 mV 【仅限 HI991003】

温度范围：-5.0 to 105.0°C、23.0 to 221.0°F

HI971001 标配 HI12973 内置放大器和温度传感器钛电极机身 pH/ORP 电极

HI971003 标配 HI12963 内置放大器和温度传感器钛电极机身的酸度 pH 电极

- 新款外观设计，超大屏幕显示，可使您从多角度轻松查看 pH、pH-mV ORP 【仅限 HI991003】、温度测量读数和仪器性能状态，随屏校准操作步骤提示
- 人性化操作界面，稳定指示标识，两键式简单操作，操作便捷，
- 自动识别校准，自动温度补偿，确保在不同环境下，测量精度和准确
- 电池更换简单快速 BEPS 低电量防错系统，避免错误测量
- 适用于在现场的环境下也可提供实验室级别的测量结果



温馨提示：特殊的防震防滑仪器保护套【HI710028 橙色、HI710029 蓝色、HI710030 绿色】防止意外撞击造成的仪器的损坏；确保测量数据准确可靠，延长电极使用寿命，建议订购 HI7061 常规清洗液和 HI70300 电极保存液



HI9124 HI9125 HI9126

微电脑 pH-mV-ORP-°C/°F 测定仪

pH 范围：-2.000 to 20.000pH 斜率 / 偏移校准 :80 to 108% ± 1 pH 【仅限 HI9124、HI9126】mV 范围： ± 699.9 mV; ± 1999 mV 【仅限 HI9125、HI9126】

温度范围：-20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0°F

- 新款外观设计，超大屏幕显示，LCD 背景灯设置
- HI9125、HI9126 可使您从多角度轻松查看 pH、mV 温度测量读数和仪器性能状态，随屏校准操作步骤提示人性化操作界面
- 稳定指示标识，操作便捷，温度测量读数和仪器性能状态
- 自动识别校准，自动温度补偿，确保在不同环境下，测量精度和准确
- 电池更换简单快速 BEPS 低电量防错系统，避免错误测量
- 适用于在现场的环境下也可提供实验室级别的测量结果



标配 HI72911B 内置温度传感器钛电极机身的酸度 pH 电极，BNC 接口，规格：1 米线长

标配 HI7662 不锈钢常规温度探头，规格：1 米线长

温馨提示：选择哈纳品牌 BNC 接口的酸度电极、氧化还原电极【仅限 HI9126、HI9125】，满足您不同测量项目需求确保测量数据准确可靠，延长电极使用寿命，建议订购 HI7061 常规清洗液和 HI70300 电极保存液

HI8424

微电脑 pH-mV-°C/°F 测定仪

pH 范围：-2.00 to 16.00 pH 斜率 / 偏移校准 :75 to 110% ± 1 pHmV 范围： ± 699.9 mV; ± 1999 mV 温度范围：-20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0°F

- 新款外观设计，LCD 屏幕显示，随屏校准操作步骤提示，人性化操作界面
- 稳定指示标识，操作便捷，温度测量读数和仪器性能状态，自动识别校准
- 内置标准校准点【4.01、7.01、10.01pH】，自动温度补偿，确保在不同环境下测量精度和准确
- 电池更换简单快速，BEPS 低电量防错系统，避免错误测量
- 适用于在现场的环境下也可提供实验室级别的测量结果



标配 HI1230B 塑胶酸度复合电极，BNC 接口，1 米线长；HI7662 不锈钢常规温度探头，规格：1 米线长

温馨提示：选择哈纳品牌 BNC 接口的酸度电极，满足您不同测量项目需求

确保测量数据准确可靠，延长电极使用寿命，建议订购 HI7061 常规清洗液和 HI70300 电极保液

HI9816X 系列

量身定做行业专用酸度 pH- 氧化还原 mV- 温度 °C/°F 测定仪

- pH 范围：-2.000 to 20.000pH；ORP 范围：±2000 mV；温度：-20.0 to 120.0 °C (-4.0 to 248.0°F)
斜率校准：80 to 110%，USB 数据接口，200 个数据记录【100 个 pH 读数记录、100 个 mV 读数记录】
- 新款外观设计，LCD 超大屏幕显示，可使您从多角度轻松查看 pH、mV、温度测量读数和仪器性能状态
- 具有专用 Sensor Check™ 功能，允许用户随时查询电极状态；GLP 功能，自动终点锁定功能
- 多达五点自动识别校准和五点自定义校准，内置七个标准校准点，查询最新校准数据，符合 IP67 标准防水标准
- 背景灯设计，为专业研究和生产提供精确测量结果

温馨提示：特殊的防震防滑仪器保护套【HI710034 橙色、HI710035 蓝色】有助于您防止意外撞击造成的仪器的损坏



HI98168 适用于农业、土壤行业酸度测量

HI12923 内置放大器和温度传感器可填充玻璃酸度 pH 电极，DIN 防水快速接口
HI721319 定制专用土壤前处理疏松钻棒

满足农业、种植、园林等行业土壤酸度测试

HI70663 土壤专用电极清洗液	HI70664 腐殖质沉积物电极清洗液
HI70670 盐沉积电极清洗液	HI7051 专用土壤样品制备溶液
HI70300 常规电极保存液	HI9071 电极凝胶填充液，3.5M KCl+AgCl

温馨提示：确保数据可靠准确，延长电极使用寿命，建议订购电极专用清洗和保存液
用蒸馏水冲洗电极，将电极浸泡到专用电极清洗液中至少 15-20min 后取出电极，
再用蒸馏水冲洗电极后，将电极放入电极保存液中至少一个小时，方可再次使用。



HI98163 适用于食品、肉类行业酸度测量

FC2323 内置放大器和温度传感器锥形 PVDF 酸度 pH 电极，DIN 防水快速接口

符合 HACCP 食品管理体系认证，满足肉制品、半固体、半冷冻食品等行业酸度测试

温馨提示：确保数据可靠准确，延长电极使用寿命，建议订购电极专用清洗和保存液

HI70630 油脂和脂肪酸电极清洗液	HI70631 肉类油脂的碱性电极清洗液
HI70632 血制品和消毒液专电极清洗液	HI70300 常规电极保存液



HI98161 适用于食品、乳制品行业酸度测量

FC2023 内置放大器和温度传感器锥形 PVDF 酸度 pH 电极，DIN 防水快速接口

符合 HACCP 食品管理体系认证，满足酸奶，奶酪，水果，寿司，米饭，果酱，果冻，面团，冰淇淋，酸奶，饮料，饮料和果汁等行业酸度测试

温馨提示：确保数据可靠准确，延长电极使用寿命，建议订购电极专用清洗和保存液

HI70642 奶酪沉积专用清洗液	HI70643 酸奶沉积物电极清洗液
HI70640 牛奶专用电极清洗液	HI70300 常规电极保存液



HI98162 适用于食品、牛奶行业酸度测量

FC1013 内置放大器和温度传感器可填充球形 PVDF 酸度 pH 电极，DIN 防水快速接口

符合 HACCP 食品管理体系认证，满足牛奶等行业酸度测试

温馨提示：确保数据可靠准确，延长电极使用寿命，建议订购电极专用清洗和保存液

HI70640 牛奶专用电极清洗液

HI70641 乳制品和消毒液专电极清洗液

HI70643 酸奶沉积物电极清洗液

HI70300 常规电极保存液



HI98164 适用于食品、酸奶行业酸度测量

FC2133 内置放大器和温度传感器锥形玻璃酸度 pH 电极，DIN 防水快速接口

符合 HACCP 食品管理体系认证，满足食品、酸奶及酸奶制品等行业酸度测试

温馨提示：确保数据可靠准确，延长电极使用寿命，建议订购电极专用清洗和保存液

HI70643 酸奶沉积物电极清洗液

HI70641 乳制品和消毒液专电极清洗液

HI70640 牛奶专用电极清洗液

HI70300 常规电极保存液



HI98165 适用于食品、奶酪行业酸度测量

FC2423 内置温度传感器锥形不锈钢酸度 pH 电极，DIN 防水快速接口

符合 HACCP 食品管理体系认证，满足食品、奶酪等行业酸度测试

温馨提示：确保数据可靠准确，延长电极使用寿命，建议订购电极专用清洗和保存液

HI70642 奶酪沉积专用清洗液

HI70643 酸奶沉积物电极清洗液

HI70640 牛奶专用电极清洗液

HI70300 常规电极保存液



HI98167 适用于食品、啤酒、酿酒行业酸度测量

FC2143 内置放大器和温度传感器钛电极机身的酸度 pH 电极，DIN 防水快速接口

符合 HACCP 食品管理体系认证，满足啤酒、麦芽汁等样品酸度测试

温馨提示：确保数据可靠准确，延长电极使用寿命，建议订购电极专用清洗和保存液

HI70682 酿造沉积物电极清洗液

HI70300 常规电极保存液

HI991XX 系列

量身定做行业专用酸度 pH-mV-°C/°F 测定仪

- pH 范围：-2.00 to 16.00pH；mV 范围：±825 mV；温度：-5.0 to 105.0 °C (23.0 to 221.0°F)
- 新款外观设计，LCD 大屏幕显示，可使您从多角度轻松查看 pH、pH-mV、温度测量读数和仪器性能状态；
- 具有专用 Sensor Check™ 功能，允许用户随时查询电极状态；GLP 功能，1-2 点自动识别校准，内置两组标准校准点
- 符合 IP67 标准防水标准，便携两按键设计，您可以快速进行设置和校准模式，使得测定仪操作更简便

温馨提示：特殊的防震防滑仪器保护套【HI710028 橙色、HI710029 蓝色、HI710030 绿色】防止意外撞击造成的仪器的损坏



HI99131 适用于电镀行业酸度测量

HI629113 内置放大器和温度传感器钛电极机身的酸度 pH 电极，DIN 防水快速接口

满足锅炉、冷却塔等行业酸度测试

温馨提示：确保数据可靠准确，延长电极使用寿命，建议订购电极专用清洗和保存液

HI7061 常规电极清洗液

HI70300 常规电极保存液



HI99141 适用于锅炉、冷却塔行业酸度测量

HI729113 内置放大器和温度传感器钛电极机身的酸度 pH 电极，DIN 防水快速接口

满足锅炉、冷却塔等行业酸度测试

温馨提示：确保数据可靠准确，延长电极使用寿命，建议订购电极专用清洗和保存液

HI7061 常规电极清洗液

HI70300 常规电极保存液



HI99121 适用于农业、土壤行业酸度测量

HI12923 内置放大器和温度传感器可填充玻璃酸度 pH 电极，DIN 防水快速接口

HI721319 定制专用土壤前处理疏松钻棒

满足农业、种植、园林等行业土壤酸度测试

HI70663 土壤专用电极清洗

HI70664 腐殖质沉积物电极清洗液


HI70670 盐沉积电极清洗液

HI7051 专用土壤样品制备溶液

HI70300 常规电极保存液

HI7071 电极凝胶填充液，3.5M KCl+AgCl

温馨提示：确保数据可靠准确，延长电极使用寿命，建议订购电极专用清洗和保存液
用蒸馏水冲洗电极，将电极浸泡到专用电极清洗液中至少 15 分钟后取出电极，
再用蒸馏水冲洗电极后，将电极放入电极保存液中至少一个小时，方可再次使用。



HI99171 适用于纸业、皮革行业酸度测量

HI14143 内置放大器和温度传感器平头玻璃酸度 pH 电极，DIN 防水快速接口

满足表面、皮革、纸张、乳液等行业酸度测试

温馨提示：确保数据可靠准确，延长电极使用寿命，建议订购电极专用清洗和保存液

HI7061 常规电极清洗液

HI7074 定制无机物专用电极清洗液

HI70960 固体、半固体样品预处理液

HI70300 常规电极保存液



HI99192 适用于饮用水行业酸度测量

FC2153 内置放大器和温度传感器可填充球形玻璃酸度 pH 电极，DIN 防水快速接口

符合 HACCP 食品管理体系认证，满足饮用水、食品等行业酸度测试

温馨提示：确保数据可靠准确，延长电极使用寿命，建议订购电极专用清洗和保存液

HI7061 常规电极清洗液

HI70300 常规电极保存液



HI98163 适用于食品、肉类行业酸度测量

FC2323 内置放大器和温度传感器锥形 PVDF 酸度 pH 电极，DIN 防水快速接口

符合 HACCP 食品管理体系认证，满足肉制品、半固体、半冷冻食品等行业酸度测试

温馨提示：确保数据可靠准确，延长电极使用寿命，建议订购电极专用清洗和保存液

HI70630 油脂和脂肪酸电极清洗液

HI70631 肉类油脂的碱性电极清洗液

HI70632 血制品和消毒液专电极清洗液

HI70300 常规电极保存液



HI99161 适用于食品、乳制品行业酸度测量

FC2023 内置放大器和温度传感器锥形 PVDF 酸度 pH 电极，DIN 防水快速接口

符合 HACCP 食品管理体系认证，满足酸奶、奶酪，水果，寿司，米饭，果酱，果冻，面团，冰淇淋，酸奶，饮料，饮料和果汁等行业酸度测试

温馨提示：确保数据可靠准确，延长电极使用寿命，建议订购电极专用清洗和保存液

HI70642 奶酪沉积专用清洗液

HI70643 酸奶沉积物电极清洗液

HI70640 牛奶专用电极清洗液

HI70300 常规电极保存液



HI99162 适用于食品、牛奶行业酸度测量

FC1013 内置放大器和温度传感器可填充球形 PVDF 酸度 pH 电极，DIN 防水快速接口

符合 HACCP 食品管理体系认证，满足牛奶等行业酸度测试

温馨提示：确保数据可靠准确，延长电极使用寿命，建议订购电极专用清洗和保存液

HI70640 牛奶专用电极清洗液

HI70641 乳制品和消毒液专电极清洗液

HI70643 酸奶沉积物电极清洗液

HI70300 常规电极保存液



HI99164 适用于食品、酸奶行业酸度测量

FC2133 内置放大器和温度传感器锥形玻璃酸度 pH 电极, DIN 防水快速接口

符合 HACCP 食品管理体系认证, 满足食品、酸奶及酸奶制品等行业酸度测试

温馨提示: 确保数据可靠准确, 延长电极使用寿命, 建议订购电极专用清洗和保存液

HI70643 酸奶沉积物电极清洗液

HI70641 乳制品和消毒液专电极清洗液

HI70640 牛奶专用电极清洗液

HI70300 常规电极保存液



HI99165 适用于食品、奶酪行业酸度测量

FC2423 内置温度传感器锥形不锈钢酸度 pH 电极, DIN 防水快速接口

符合 HACCP 食品管理体系认证, 满足食品、奶酪等行业酸度测试

温馨提示: 确保数据可靠准确, 延长电极使用寿命, 建议订购电极专用清洗和保存液

HI70642 奶酪沉积专用清洗液

HI70643 酸奶沉积物电极清洗液

HI70640 牛奶专用电极清洗液

HI70300 常规电极保存液



HI99151 用于食品、啤酒、酿酒行业酸度测量

FC2143 内置放大器和温度传感器钛电极机身的酸度 pH 电极, DIN 防水快速接口

符合 HACCP 食品管理体系认证, 满足啤酒、麦芽汁等样品酸度测试

温馨提示: 确保数据可靠准确, 延长电极使用寿命, 建议订购电极专用清洗和保存液

HI70682 酿造沉积物电极清洗液

HI70300 常规电极保存液



HI99111 适用于食品、葡萄糖行业酸度测量

FC10483 内置放大器和温度传感器钛电极机身的酸度 pH 电极, DIN 防水快速接口

符合 HACCP 食品管理体系认证, 满足葡萄酒、食品行业等样品酸度测试

温馨提示: 确保数据可靠准确, 延长电极使用寿命, 建议订购电极专用清洗和保存液

HI70635 葡萄酒沉积物电极清洗液

HI70636 酒渍电极清洗液

HI70300 常规电极保存液



HI99181 适用于皮肤、美容行业酸度测量

HI14143/50 内置放大器和温度传感器钛电极机身的酸度 pH 电极, DIN 防水快速接口

符合 HACCP 食品管理体系认证, 满足表面、皮肤、美容、乳液等样品酸度测试

温馨提示: 确保数据可靠准确, 延长电极使用寿命, 建议订购电极专用清洗和保存液

HI70621 皮肤润滑脂和皮脂电极清洗液

HI70300 常规电极保存液